



DecaWIPES BOX Desinfektionstücher

Vorteile

- QAV-frei
- Aldehydfrei, Phenolfrei
- Umfassendes Wirkspektrum in nur 30 Sekunden
- Tuberkulozide Wirksamkeit bei hoher Eiweißbelastung
- Begrenzt viruzid PLUS (inkl. Adeno, Noro, Rota)
- Fusselfreies Vlies
- Wirtschaftlich im Einsatz
- Besonders materialschonend
- Auch für kleine verwinkelte Flächen
- Ohne sichtbare Rückstände

VAH

IHO

Anwendungsgebiete

- Prophylaktische Oberflächendesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten
- Desinfektion von kleinen Flächen

Die PuraDES Desinfektionstücher DecaWIPES sind gebrauchsfertige, vorgetränkte Tücher zur materialschonenden Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Oberflächen aller Art. Auch Displays, empfindliche Bedienfelder oder Tastaturen können schnell desinfiziert werden¹. Achtung: Nicht verträglich auf Acrylglas!

Zusammensetzung

In 100 g Tränkflüssigkeit DecaBAC S sind enthalten:
24,0 g Ethanol, 37,0 g 1-Propanol

¹ Auf empfindlichen Oberflächen vorher an einer unauffälligen Stelle testen.

Anwendungshinweise

Den Beutel mit den getränkten Tüchern oben öffnen und in den dafür vorgesehenen Entnahmebehälter stellen. Das Tuch in der Mitte der Vliesrolle anziehen und von unten durch den Stern im Deckelverschluss fädeln. Danach den Deckel fest auf den Behälter drücken und dicht verschließen. Die zu desinfizierenden Flächen sorgfältig abwischen und das Desinfektionsmittel einwirken lassen. Nur zur Anwendung auf alkoholverträglichen Materialien (z.B. für Acrylglas nicht geeignet).

Die Tücher sind nach dem Öffnen des Beutels nur für 28 Tage in geeigneten Behältern verwendbar.

Das Haltbarkeitsdatum, sowie die gesetzrelevanten Hinweise der Tränkflüssigkeit sind zu beachten und auf ein Etikett zur äußeren Kennzeichnung des Behälters zu übertragen. Nach Entnahme eines Tuchs ist der Behälter wieder sorgfältig und dicht zu verschließen.

Wirksamkeiten und Prüfmethoden		Belastung	30 Sek.	1 Min.
Bakterien und Pilze				
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion (bakterizid, levurozid)*	VAH/EN16615	hohe Belastung		●
bakterizid - Lebensmittel, Industrie, Haushalt, öffentliche Einrichtungen	EN 1276	hohe Belastung		●
levurozid - Lebensmittel, Industrie, Haushalt, öffentliche Einrichtungen	EN 1650	hohe Belastung		●
tuberkulozid (<i>M. terrae</i>)	EN 14348	hohe Belastung		●
behüllte und unbehüllte Viren				
wirksam gegen alle behüllten Viren**	RKI/DW		●	
wirksam gegen Noro-Viren (MNV)	EN 14476	niedrige Belastung		●
wirksam gegen Adeno-Viren	EN 14476	hohe Belastung	●	
wirksam gegen Rota-Viren	EN 14476	hohe Belastung	●	

* einschließlich Phase 2/Stufe 1 - und Phase 2/ Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Versuche)

** gemäß RKI/DW Prüfviren BVDV und Vaccinia Virus Stamm Elstree, erlaubt den Rückschluss auf alle anderen behüllten Viren inkl HIV, HBV, HCV



DecaWIPES BOX Desinfektionstücher

VAH

IHO

Sonstige Hinweise

Verpackung nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Füllgutreste unter EAK 07 06 99 entsorgen.

Dieses Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Produktetikett.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.


Nachfüllpack – BAuA-Nr.: N-74256

Spenderdose – BAuA-Nr.: N-74258

HPN-Nr.: 54.99.02.0002



pH-Wert: < 10



Reichweite pro Tuch

Erhältlich als

Gebinde	Inhalt	Material	Größe	Art.Nr.	Stück / Karton	PZN-Nr.
Nachfüllpack	100 Tücher	PP/VIS	12 x 20 cm	Pura110	12	14005515
Spenderdose	100 Tücher	PP/VIS	12 x 20 cm	Pura112	12	14005521

Bestätigung über die Wirksamkeit – Coronavirus


Hiermit bestätigen wir, die PRISMAN GmbH, dass die folgenden Desinfektionsmittel:

PuraDES TetraMAN	PuraDES DecaWIPES XL N
PuraDES TetraMAN B	PuraDES DecaWIPES FLOW N
PuraDES PentraMAN	PuraDES DecaWIPES FLOW N PLUS
PuraDES PentaMAN B	PuraDES DecaBAC S
PuraDES DecaBAC N	PuraDES DecaWIPES BOX
PuraDES DecaWIPES BOX N	PuraDES DecaWIPES L, XL, XXL

nach den aktuellen Anforderungen der Norm EN 14476 bzw. RKI/DVV (Quantitativer Suspensionsversuch zur Bestimmung der viruziden Wirkung im humanmedizinischen Bereich – Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2, Stufe 1)) gegen das „Modifizierte Vaccinia Virus Ankara (MVA)“ als wirksam getestet wurden. Dieser Virusstamm wurde von dem Comité Européen de Normalisation (CEN) als Surrogat-Teststamm ausgewählt und repräsentiert die Wirksamkeit gegenüber behüllten Viren im humanmedizinischen Bereich.

Bei dem Coronavirus handelt es sich ebenfalls um ein behülltes Virus, sodass mit der Erfüllung der EN 14476 bzw. der RKI/DVV gegenüber dem MVA, auch von einer Wirksamkeit gegenüber dem Coronavirus ausgegangen werden kann.

Lorsch, den 30.01.2020



Dr. Sandra Heuser
Regulatory Affairs
Otto-Hahn-Ring
D-64650