

Einmalpumpe

Eurospender 1 plus und 1 plus touchless

Hygienisch sicher und einfach für den Einmalgebrauch



Einmalpumpe Eurospender 1 plus und 1 plus touchless

Die einfache Lösung, die nicht nur ein Höchstmaß an Hygiene sicherstellt, sondern auch den Aufbereitungsaufwand der Edelstahlpumpe überflüssig macht.

Charakteristik

- Kunststoff-Pumpe mit Flügeln, die den hygienischen Einmalgebrauch sicherstellen
- aufwendige Aufbereitung der Edelstahlpumpe entfällt
- einfaches Austauschen der Pumpe beim Flaschenwechsel
- geeignet für Hände-Desinfektionsmittel, Wasch*- und Pflegelotionen*
- einsetzbar für alle marktüblichen Flaschen
- einzelverpackt im Beutel für hygienisches Einsetzen der Pumpe
- enthalten keine Metallkomponenten und können Recycling-Kreisläufen zugeführt werden


Technische Daten

- Applikationsmenge: 1,3 ml pro Hub (nicht einstellbar)
- nicht spülmaschinengeeignet, nicht autoklavierbar


* abhängig von der Viskosität kann ein mehrmaliges Anpumpen möglich sein




Montageanleitung der beiden 500 ml- und 1 l-Einmalpumpen



1. An der auf der Verpackung gekennzeichneten Stelle ziehen



2. Öffnen Sie die Verpackung an der Seite des Pumpenzylinders



3. Nehmen Sie die Einweg-Pumpe mit der Verpackung in die Hand



4. Setzen Sie die Einweg-Pumpe in den Spender ein

	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
Einmalpumpe Eurospender 1 plus und 1 plus touchless				
für 500 ml-Flaschen	1 Stück	981681	10764135	1
für 1000 ml-Flaschen	1 Stück	981682	10763874	1

PAUL HARTMANN AG
Postfach 14 20
89504 Heidenheim
Deutschland

Telefon +49 7321 36-0
Telefax +49 7321 36-3636
info@hartmann.info

www.hartmann.de

(03/19)



Gesundheit ist
unser Antrieb