



FLÄCHEN-
DESINFIZIATIONSMITTEL

Fugaten®

Gebrauchsfertige Desinfektion auf Alkoholbasis zur
Schnell-Desinfektion für Flächen, Gegenstände und
Medizinprodukte



CE 0482

Gebrauchsinformation

Bitte sorgfältig lesen!

Fugaten®

Gebrauchsfertig

ZUSAMMENSETZUNG

100 g Lösung enthalten: 70 g Ethanol (vergällt)

ANWENDUNGSGEBIETE

Zur Schnell-Desinfektion von

- kleinen Flächen und Gegenständen (z. B. OP-Tische, Untersuchungsstühle)
- sonstigen alkoholbeständigen Materialien

ART DER ANWENDUNG/DOSIERUNGSANLEITUNG

Unverdünnt anwenden!

Fugaten® aufbringen und mit trockenem Tuch verreiben (max. 2 m²).

Die Flächen und Gegenstände sind vollständig zu benetzen (max. 50 ml/m²).

Flächen-Desinfektion

in Krankenhaus und Praxis	konz. - 1 Min.
begrenzt viruzid* inkl. HBV/HCV/HIV, Rota- und Adenovirus	konz. - 30 Sek.
viruzid*	konz. - 15 Min.

*gem. RKI-Empfehlung BG-Blatt 01/2004.

WARN- UND LAGERHINWEISE

- Fugaten® ist leicht entzündlich (Flammpunkt nach DIN 51755: 19,5 °C)!
- Nicht in offene Flamme oder auf glühende Gegenstände spritzen! Ausbringung max. 50 ml/m².
- Anwendungshinweise und Sicherheitsregeln beachten (siehe „Sicherheitsregeln zur Vermeidung von Brand- und Explosionsgefahren durch alkoholische Desinfektionsmittel“ der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, Hamburg).
- Desinfektionsmittel bei 5 - 30 °C, nicht in der Nähe von Zündquellen und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin, Telefon 030 - 77 99 2-0, Telefax 030 - 77 99-269

EIGENSCHAFTEN

- wirkt bakterizid (inkl. Tbc) - levurozid - viruzid
- schnelle Wirkung und rasche Abtrocknung nach Desinfektion der Flächen und Gegenstände
- frischer Geruch
- gute Netzfähigkeit
- verträglich mit den meisten Materialien

BESONDERE HINWEISE

- a) Gegenmaßnahmen bei unsachgemäßen Gebrauch
Fugaten® ist reizend bei Kontakt mit Schleimhäuten (Augen, Rachen, Magen, Darm etc.). Als Sofortmaßnahmen bei solchen Reizungen wird die Verdünnung des Präparates empfohlen. Bei oraler Einnahme reichlich Wasser trinken, bei Kontakt mit sonstigen Schleimhäuten reichlich mit Wasser spülen. In jedem Falle ist sofort ein Arzt aufzusuchen.
- b) Sonstiges
Kein Kontakt mit alkoholempfindlichen Materialien (Lackierungen, Beizungen, Plexiglas u. a.).
- c) Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Gebrauchsinformation lesen.

Zertifiziert und in den einschlägigen Listen aufgeführt.

VERSANDEINHEIT/PACKUNG

12 x 1-Liter-Flasche

Art.-Nr. 9685

Haben Sie spezielle Fragen, rufen Sie uns an.
Wir rufen sofort zurück.

D: 030 - 77 99 2-0



Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH

Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin
Telefax 030 - 77 99 2-269, Info.-Telefon 0700LYSOFORM
www.lysoform.de, e-mail: kontakt@lysoform.de



LYSOFORM

Schweizerische Gesellschaft für Antiseptie AG
Postfach 444, 5201 Brugg/Windisch
Telefon 056 - 441 69 81, Telefax 056 - 442 41 14