TENA Fix

Waschbare Hose für die sichere Fixierung von TENA Comfort Produkten. Für Frauen und Männer geeignet.



TENA Fix									
Artikel- bezeichnung	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	Bariatric 4XL	Bariatric 5XL
Artikel-Nummer	754033	754023	754024	754025	754026	754027	754047	754067	754068
Verpackungsinhalt	20x5St.	20x5St.	20x5St.	20x5St.	20x5St.	20x5St.	20x5St.	20x5St.	20x5St.
Maße/empfohlener Hüftumfang in cm	50-65	60-80	70-100	85-120	100-140	120-160	130-180	140-200	160-230
Produktgewicht	17 g	19 g	20 g	22 g	23,5 g	28 g	35 g	41 g	48 g
Farbe	rot	gelb	blau	braun	grün	orange	lila	grau	grau
Hersteller					essity				
Herstellungsland	China Slowakei				China				

Produktbestandteile

- 4 % Elastan, 96 % Polyester
- latex- und kautschukfrei

Produkteigenschaften

- Speziell designt zur Fixierung von TENA Comfort
- hohe Qualität
- anatomisch perfekter Sitz und optimaler Auslaufschutz
- unterwäscheähnliches Material ohne Seitennähte
- extrem dehnungsfähig
- SofteaseTM-Bündchen für mehr Tragekomfort: besonders hautfreundlich, schneidet nicht in die Haut ein
- garantiert latexfrei
- Waschinstruktionen + Größe sind im Bündchen eingedruckt
- Raum und/ oder Name können zur besseren Wiedererkennung in den Hüftbund geschrieben werden
- Atmungsaktiv

1

FB-94-03-UP-04, MiSh, Stand: 19.03.2018.2018, essity Germany GmbH





Wasch- und Pflegehinweise











- bei 60°C im Netzwäschebeutel voll waschbar
- schonende Maschinentrocknung 50 +/- 10 Waschungen

Besonderheiten

Für die Betroffenen:

- Sichere und unauffällige Fixierung mit hohem Tragekomfort
- unterwäscheähnliches Material ohne Seitennähte

Für die Pflegenden:

- Größen mit Farbcodierung für individuelle Anforderungen
- Mittels Beschriftung im Hüftbund kann das Produkt nach dem Waschen wieder dem vorherigen Verwender zugeordnet werden (Textilmarker empfohlen)

Für den Einkäufer:

Weiche, komfortable und lange haltbare Produkte, dadurch längerer Gebrauch, besseres Preis-/Leistungsverhältnis und langfristige Kostenreduzierung





FB-149-02-UP-04, MiSh, Stand: 25.01.2018, essity