

## MoliCare Premium Fixpants long leg



Spez.-Nr.: D 9.0424  
 Abteilung: CMO-ID  
 Datum: 21.11.2016

### 1. Allgemeine Produktbeschreibung

Die MoliCare Premium Fixpants long leg Fixierhöschen sorgen für eine sichere Fixierung von anatomisch geformten Inkontinenzeinlagen und -vorlagen. Die engmaschige Struktur des Materials macht es besonders widerstandsfähig gegen Laufmaschen und verleiht der MoliCare Premium Fixpants long leg ein unterwäscheähnliches Aussehen bei guter Sichtbarkeit des Nässeindikators. Die weichen Bündchen, das hautfreundliche, luftdurchlässige Material und die dauerelastischen Querfäden gewährleisten einen hohen Tragekomfort. Die Farbkennzeichnung der Größe und die Pflegeanleitung im Innenbund erleichtern die tägliche Arbeit des Pflegepersonals. MoliCare Premium Fixpants long leg® können bis zu 50-mal bei 60° C in einem Wäschenetz gewaschen werden, ohne die Form zu verlieren, und sind bei niedrigen Temperaturen trocknerfest.

Eingestuft als unsteriles Medizinprodukt der Klasse I gemäß EU-Richtlinie.

### 2. Anwendung / Indikation

MoliCare Premium Fixpants long leg sorgen für eine sichere und hygienische Fixierung von Inkontinenzeinlagen und -vorlagen aller Art. Die Unisex-Fixierhöschen können zusammen mit MoliCare Form® und MoliNea® Vorlagen verwendet werden und sind für bettlägerige und mobile Personen gleichermaßen gut geeignet. Die hohe Elastizität der Fixierhöschen erleichtert das Wechseln und die richtige Positionierung der Vorlage. Die Größenerkennung erfolgt über die Farbe des eingewebten MoliCare Premium Fixpants long leg-Logos.

Verfügbar in sechs Größen – von Small bis XXX-Large:

Art.-Nr.	Größe	Hüft-/Bauchumfang des Trägers / Patienten: [cm]	
947 790/5 947 795/6 947 800/4	<b>Small</b>	45 – 80	P5, OK 40 P25, OK 8
947 791/5 947 796/4 947 801/4	<b>Medium</b>	60 – 100	P5, OK 40 P25, OK 8
947 792/5 947 797/4 947 802/4	<b>Large</b>	80 – 120	P5, OK 40 P25, OK 8
947 793/5 947 798/4 947 803/4	<b>X-large</b>	100 – 160	P5, OK 40 P25, OK 8
947 794/5 947 799/4 947 804/4	<b>XX-large</b>	140 – 180	P5, OK 40 P25, OK 8
947 789/4 947 815/4	<b>XXX-large</b>	160 – 200	P25, OK 8

## MoliCare Premium Fixpants long leg



Spez.-Nr.: D 9.0424  
 Abteilung: CMO-ID  
 Datum: 21.11.2016

### 3. Produktmerkmale

<b>Merkmale:</b>	<b>Small</b>	<b>Medium</b>	<b>Large</b>	<b>X-large</b>	<b>XX-large</b>	<b>XXX-large</b>
Farbcode (Hüftbündchen):	gelb	blau	braun	grün	grau	orange
Gesamtgewicht [g]:	19,5 ± 6,0	21,0 ± 6,0	22,5 ± 6,0	25,5 ± 6,0	27,0 ± 6,0	39,5 ± 6,0
<b>Produktabmessungen:</b>						
Hüftbündchen, Breite, ungedehnt [cm]:	20,0 ± 4,0	22,5 ± 4,0	25,0 ± 4,0	27,0 ± 4,0	28,5 ± 4,0	35,0 ± 6,0
Breite, Bein ungedehnt: [cm]	14,0 ± 4,0	16,0 ± 4,0	17,0 ± 4,0	17,5 ± 4,0	18,0 ± 4,0	21,0 ± 6,0

Toleranzen sind typisch für Textilprodukte dieser Art. Alle Werte können geringen Abweichungen unterliegen.

### 4. Produktkennzeichnung

Auf Hüftbündchen (Innenseite):  
 Pflegeanleitung, Maschinencode, Größe und 4-stelliger Code:

z. B.:

XX	XX
Kalenderwoche	Jahr

### 5. Verpackung

MoliCare Premium Fixpants long leg sind in Plastikbeuteln verpackt.  
 Die Transportkartons entsprechen der DIN-Vorgabe, sind mit Klebeband versiegelt und auf Europaletten geladen.

## MoliCare Premium Fixpants long leg



Spez.-Nr.: D 9.0424  
Abteilung: CMO-ID  
Datum: 21.11.2016

Ch.-B. mit 9- oder 10-stelligem Code auf Faltschachtel / Beutel:

z. B.:

XX	XX	XX	XXX
Verpackungsjahr	Verpackungsmonat	Verpackungstag	Nur für interne Zwecke

oder

XXX	XX	X	XXXX
Nur für interne Zwecke	Produktionsmonat	Produktionsjahr	Nur für interne Zwecke

21. November 2016

PAUL HARTMANN AG  
-Produktentwicklung CMO-ID-

i.A.

