



Gloss Xpress plus

WISCHPFLEGE HOCHKONZENTRAT


Gloss Xpress plus ist eine hochkonzentrierte, neutrale Wischpflege für eine ökologische und wirtschaftliche Unterhaltsreinigung. Die praxisbewährte Formel von **Gloss Xpress plus** verhindert die Anhaftung von Schmutz (z.B. Kaugummi), sichert schnelle Ergebnisse in der täglichen Anwendung und hinterlässt einen frischen, langanhaltenden Duft. Durch die hochkonzentrierte und effektive Formulierung werden aus einem Liter **Gloss Xpress plus** bis zu 1000 L Reinigungsflotte. Die handliche Dosierflasche und der dazugehörige recycelbare, ultraleichte Nachfüllpack reduziert Verpackungsmüll und schont die Umwelt. Eine bedarfsgerechte Dosierung erfolgt über den integrierten Spardosierer der Dosierflasche oder in Großobjekten über das Dosiergerät Penguin 4U.

Anwendungsbereich: Zur Reinigung aller wasserbeständigen Belagsarten.


- **Sauber** Ideal zur täglichen Unterhaltsreinigung. Verhindert die Anhaftung von Schmutz.
- **Sicher** Handliche Dosierflasche sichert eine bedarfsgerechte Dosierung und schont die Umwelt mit dem ultraleichten Öko-Nachfüllpack.
- **Effizient** Hohe Ergiebigkeit. 1 L **Gloss Xpress plus** ergibt bis zu 1000 L Reinigungsflotte.



ANWENDUNGSWEISE



1. Entnehmen Sie die Anwendungsweise dem Reinigungsplan und Produktetikett. Stellen Sie Warnschilder mit dem Hinweis "Achtung Rutschgefahr" auf, bis der Boden wieder vollkommen trocken ist.
2. Zur Unterhaltsreinigung, je nach Verschmutzungsgrad ab 0,1 %ig dosieren.
3. Zur Reinigung des Bodens mit dem rasanTEC System wischen und den Schmutz aufnehmen.
4. Ein Nachwischen ist nicht erforderlich.



ANMERKUNGEN / INFORMATION

Überprüfen Sie vor der Reinigung die Materialverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle.

Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Nutzer auf Anfrage erhältlich.

Nur für den professionellen Gebrauch.

SICHERHEITSHINWEIS

Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

pH Wert (Konz.)

4 5 6 7 8 9 10

LAGERBEDINGUNGEN

Nur im Originalgebinde zwischen -5 und 40 °C lagern.

VERKAUFSEINHEIT

3 x 1 L Dosierflasche 3018130
6 x 1 L Öko-Nachfüllpack 3025740