


MicroOne

Einweg Microfasertücher



Einfache Anwendung mit vielen Vorzügen



Bei hohen Hygieneanforderungen sind Microfasertücher die erste Wahl. Die langjährige Erfahrung von Vileda Professional im Bereich Microfaser zeigt sich nun auch in dem Einwegtuch MicroOne.

Hygienisch rein

99.9% der Bakterien auf der zu reinigenden Fläche werden von MicroOne aufgenommen. Das Einwegtuch eignet sich zudem für die Anwendung mit chlorhaltigen Desinfektionslösungen und minimiert die Gefahr der Keimverschleppung. Einrichtungen ohne Waschmöglichkeit profitieren ebenfalls von den Einwegtüchern.

Einfache und hygienische Anwendung

Eine Verpackungseinheit MicroOne beinhaltet 50 Tücher in Z-Faltung. Diese lassen sich direkt im Kunststoff-Beutel vorbereiten und auch mit Handschuhen leicht entnehmen. Sollten einmal Tücher übrig bleiben, lässt sich der Beutel mit dem Etikett einfach wieder verschließen. Die kompakten Verpackungsmaße erlauben den Transport der Tücher in einem 6-Liter Eimer.

Ob direkt im Kunststoffbeutel oder kurz vor der Anwendung individuell befeuchtet – Die MicroOne Tücher passen sich ideal Ihren Reinigungsanforderungen an.

Das clevere Beutel-in-Eimer-Konzept verhindert Rückstände und Verschmutzungen am oder im Eimer. Der Deckel des Eimers ist mit einer Hand einfach zu öffnen und zu verschließen.

Schnell einsatzbereit

Die Vorbereitung der Tücher für die Reinigung ist einfach und schnell zu bewältigen:

- Kunststoffbeutel (Inhalt: 50 Tücher) in den 6L Eimer legen
- Beutel öffnen und sicher am Rand des Eimers umschlagen
- 500ml Reinigungslösung (600ml für die desinfizierende Anwendung) direkt in den Beutel geben
- Nach 15min sind die Tücher gleichmäßig befeuchtet und können angewendet werden

Top Reinigungsergebnisse

Neben den exzellenten Ergebnissen hinsichtlich einer hygienischen Reinigung, zeichnet sich das MicroOne durch seine hohe Wasseraufnahme und ein streifenfreies Reinigungsergebnis aus.

Fingerabdrücke und andere fettartige Rückstände sind dank 100% Microfaseranteil kein Problem für das MicroOne.

Sehen Sie selbst!

Überzeugen Sie sich von der einfachen Anwendung und sehen Sie sich das kurze Video an. Besuchen Sie die URL:
www.youtube.com/watch?v=4Yg5s37ZEPM
Oder scannen sie den QR-Code mit ihrem Smartphone oder Tablet.



Art.Nr. BCU	Beschreibung	Farbe	Format in cm	Stück/BCU	BCU/TSU	Art. Nr. TSU
148762	MicroOne	Blau	34x27	50	10	148758
148763	MicroOne	Rot	34x27	50	10	148759
148764	MicroOne	Gelb	34x27	50	10	148760
148765	MicroOne	Grün	34x27	50	10	148761

MicroOne



- INTERNATIONALE ARTIKELNUMMERN:**
148758 blau, 148759 rot, 148760 gelb, 148761 grün
- PRODUKTKLASSE:**
Einweg-Mikrofaser Tuch
- ZUSAMMENSETZUNG:**
70 % Polyester
30 % Polyamid
- TECHNISCHE DATEN:**

	Typischer Wert	Einheit
Flächengewicht	50	g/m ²
Dicke	0.3	mm
Wasseraufnahme, trocken	510	%

5. **PRODUKTEIGENSCHAFTEN & PRODUKTEINSATZ**

- Einwegtuch aus 100% gesplitteter Mikrofaser.
- Geeignet für Bereiche mit hohen Hygieneanforderungen.
- Entfernt 99.9% der Bakterien von der Oberfläche.
- Ideal für die Tuhaufbereitung, für Eimer- oder Sprühmethode ebenfalls geeignet.
- Das 4-Farbensystem bietet eine einfache Unterscheidung der Tücher und eine individuelle Anpassung an das Hygienesystem

Anwendung:

- Trocken, nass und nebelfeucht

6. **LAGERUNG, TRANSPORT & ENTSORGUNG**

Produkte auf Paletten an einem kühlen und trockenen Ort lagern. Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden. Das Produkt unterliegt nicht Transportverordnungen für Gefahrgut oder Chemikalien. Entsorgung über Mülldeponie oder Verbrennung möglich. Bitte lokale Vorschriften beachten.

7. **QUALITÄTSNACHWEISE / ÜBEREINSTIMMUNG MIT INTERNATIONALEN NORMEN**

Dieses Produkt wurde gemäß den entsprechenden Normen innerhalb des FHCS-Qualitätssystems hergestellt.

Datum: 27.01.2015