



AseptoStar



Alkalisches und chlorhaltiges Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Melkanlagen und Milchtanks.

- ▲ Wirksame Reinigung und Desinfektion
- ▲ Gute Materialverträglichkeit
- ▲ Geringe Schaumbildung
- ▲ Für hartes Wasser geeignet
- ▲ Phosphatfrei

ANWENDUNG

Mit Wasser vorreinigen und anschließend mit **AseptoStar** in einer Konzentration von 0,4 - 0,7 % mind. 10 min lang bei +40 °C - +50 °C reinigen und desinfizieren. Mit Wasser in Trinkwasserqualität spülen. Muss im täglichen Wechsel mit **HorolithStar** verwendet werden.



EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

AseptoStar ist ein alkalisches, chlorhaltiges Qualitätsprodukt mit guten Reinigungs- und Desinfektionseigenschaften. Es eignet sich für alle Arten von herkömmlichen Melkvorrichtungen, auch Kühltanks. **AseptoStar** erfüllt die Anforderungen der europäischen Biozidprodukteverordnung (Nr. 528/2012).

SPEZIFIKATION

AseptoStar	
Physische Form	Hellgelbe Flüssigkeit
Wirkstoff	Natriumhypochlorit
pH-Wert bei 20 °C	13,5 - 14,0
Dichte bei 20 °C (g/cm ³)	1,18 - 1,22
Lagertemperatur	-15 °C bis +30 °C

LOGISTIK

Gebinde	12 kg	24 kg	72 kg	245 kg
Artikelnummer	2321330	2321350	2334650	2321370
EAN-Code	4028162321333	4028162321357	4028162334654	4028162321371

Ein Sicherheitsdatenblatt ist für professionelle Benutzer auf Anfrage erhältlich.
Ein Produktdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

Ecolab Deutschland GmbH • Ecolab-Allee 1 • D-40789 Monheim am Rhein • Tel. +49 2173 599 1977

Ecolab GmbH • Rivergate D1/40G, Handelskai 92 • A-1200 Wien • Tel. +43 1 715 25 50

Ecolab (Schweiz) GmbH • Kägenstrasse 10 • CH-4153 Reinach • Tel. +41 61 466 9 466