

- Molicare Prem. Mobile 5 drops / grün
- Molicare Prem. Mobile 6 drops / blau
- Molicare Prem. Mobile 8 drops / lila
- Molicare Prem. Mobile 10 drops / grau



Spez.-Nr.: P 3.1239  
 Abteilung: COH - IDO  
 Datum: 04.12.2017

## 1. Allgemeine Produktbeschreibung

Einweg-Inkontinenz-Hose mit *Curled Fiber*-Verteilerlage, anatomisch geformtem, superabsorberhaltigem Saugkern und Nässeindikator. Die textile Außenseite und die speziell entwickelten flüssigkeitsabweisenden Z-Cuff-Innenbündchen in Kombination mit einer anatomischen Passform sowie einem elastischen Beinabschluß bieten bestmöglichen Schutz vor Auslaufen und Tragekomfort in jeglicher Lebenssituation. Die Haut wird durch die spezielle *Curled Fiber*-Verteilerlage und dem hautfreundlichen pH-Wert von 5,5 aktiv vor Reizung geschützt. Die vollflächige Vliesabdeckung und die ausgedehnte Elastifizierung ermöglichen es, das Produkt unauffällig zu tragen und es wie ein normales Höschen an- und auszuziehen.

## 2. Anwendung

Bei mittlerer bis schwerer Harn- oder Stuhlinkontinenz sowohl für bettlägerige als auch für mobile Patienten geeignet. Durch die einfache Handhabung und ihrem Rundum-Schutz ist die MoliCare Prem. Mobile besonders geeignet für den Einsatz beim Toilettentraining.

Für schwerste Inkontinenz oder eine sichere Nachtversorgung steht die extra saugstarke Qualität MoliCare Prem. Mobile 10 drops und für leichtere Inkontinenz die Molicare Prem. Mobile 5 drops zur Verfügung.

Produkteinstufung gemäß EG-Rahmenrichtlinie als unsterile Medizinprodukte der Klasse I.

## 3. Aufmachung

Verfügbar in den Größen

	Extra Small (XS)	Small (S)	Medium (M)	Large (L)	Extra Large (XL)
Molicare Prem. Mobile 5 drops / grün		●	●	●	●
Molicare Prem. Mobile 6 drops / blau	●	●	●	●	●
Molicare Prem. Mobile 8 drops / lila		●	●	●	●
Molicare Prem. Mobile 10 drops / grau			●	●	●

## 4. Produkteigenschaften


- Chassisvlies (Höschen): Polypropylen-Vlies, hydrophob, atmungsaktiv, weiß
- Wäscheschutzfolie: Polyethylen-Folie mit Polypropylen-Vliesauflage, weiß
- Saugkörper (dreilagig):
  1. Lage: 100 % elementarchlorfrei gebleichter Zellstoff
  2. Lage: Zellstoff-/ SAP-Gemisch
  3. Lage: *Curled Fiber*-Verteilerlage, pH 5,5 hautneutral
- Kleber: Hotmelt-Kleber
- Mittenvlies: Polypropylen-Vlies, hydrophil, weiß
- Innenbündchen: Polypropylen-Vlies, hydrophob, weiß
- Elastikfäden: Elastikfäden für Beinabschluss, Hüfte, Taille und Cuffs
- Nässeindikator: Wasserlösliche Tinte

Molicare Prem. Mobile 5 drops / grün  
 Molicare Prem. Mobile 6 drops / blau  
 Molicare Prem. Mobile 8 drops / lila  
 Molicare Prem. Mobile 10 drops / grau



Spez.-Nr.: P 3.1239  
 Abteilung: COH - IDO  
 Datum: 04.12.2017

## 5. Produktskizze



Produkteignung	Extra Small (XS)	Small (S)	Medium (M)	Large (L)	Extra Large (XL)
Empfohlene Bauchumfänge [cm]	45 - 70	60 - 90	80 - 120	100 - 150	130 - 170

Abmessungen [mm]		Extra Small (XS)	Small (S)	Medium (M)	Large (L)	Extra Large (XL)
Gesamtlänge:	A	730 ± 30	730 ± 30	800 ± 30	900 ± 30	960 ± 30
Gesamtbreite:	B	550 ± 10	550 ± 10	660 ± 10	810 ± 10	900 ± 10
Saugkörperlänge:	C	490 ± 20	490 ± 20	490 ± 20	580 ± 20	580 ± 20
Saugkörperbreite:	D	180 ± 10	180 ± 10	180 ± 10	180 ± 10	180 ± 10
Saugkörperbreite Schritt:	E	140 ± 10	140 ± 10	140 ± 10	140 ± 10	140 ± 10
Schrittbreite:	F	200 -4/+10	200 -4/+10	220 -4/+10	220 -4/+10	210 -4/+10

Molicare Prem. Mobile 5 drops / grün  
 Molicare Prem. Mobile 6 drops / blau  
 Molicare Prem. Mobile 8 drops / lila  
 Molicare Prem. Mobile 10 drops / grau



Spez.-Nr.: P 3.1239  
 Abteilung: COH - IDO  
 Datum: 04.12.2017

6. Produktanforderungen

**Molicare Prem. Mobile 5 drops / grün**

Prüfmerkmal:	Extra Small (XS)	Small (S)	Medium (M)	Large (L)	Extra Large (XL)
Gesamtgewicht*: [g]	—	54 ± 10%	58 ± 10%	72 ± 10%	77 ± 10%

\* ± 10% Toleranz entspricht ± 3s

**Molicare Prem. Mobile 6 drops / blau**

Prüfmerkmal:	Extra Small (XS)	Small (S)	Medium (M)	Large (L)	Extra Large (XL)
Gesamtgewicht*: [g]	67 ± 10%	69 ± 10%	78 ± 10%	95 ± 10%	105 ± 10%

\* ± 10% Toleranz entspricht ± 3s

**Molicare Prem. Mobile 8 drops / lila**

Prüfmerkmal:	Extra Small (XS)	Small (S)	Medium (M)	Large (L)	Extra Large (XL)
Gesamtgewicht*: [g]	—	82 ± 10%	92 ± 10%	111 ± 10%	116 ± 10%

\* ± 10% Toleranz entspricht ± 3s

**Molicare Prem. Mobile 10 drops / grau**

Prüfmerkmal:	Extra Small (XS)	Small (S)	Medium (M)	Large (L)	Extra Large (XL)
Gesamtgewicht*: [g]	—	—	105 ± 10%	117 ± 10%	122 ± 10%

\* ± 10% Toleranz entspricht ± 3s

Molicare Prem. Mobile 5 drops / grün  
 Molicare Prem. Mobile 6 drops / blau  
 Molicare Prem. Mobile 8 drops / lila  
 Molicare Prem. Mobile 10 drops / grau



Spez.-Nr.: P 3.1239  
 Abteilung: COH - IDO  
 Datum: 04.12.2017

7. Kennzeichnung

Chargenschlüssel mit 9-stelligem LOT-Code und vorangestelltem Produktionszeitpunkt:  
 z.B.: 1221046 - **500102822**

Produktionszeitpunkt			LOT-Code					
Tag	Stunde	Minute		Jahr 201X / 202X	Interner Schlüssel	Interner Schlüssel	Interner Schlüssel	Kumulierte Prüfziffer
***	**	**	LOT	X	XXX	XX	XX	X

8. Verpackung

Molicare Prem. Mobile 5 drops, Molicare Prem. Mobile 6 drops, Molicare Prem. Mobile 8 drops und Molicare Prem. Mobile 10 drops in Polyethylen-Presspack-Beutel verpackt; Transportkarton nach DIN, mit Klebestreifen verschlossen; Palettierung auf Europalette.

04.12.2017



i.A. T. Buch  
 Produktentwicklung COH - IDO